

Rev. 00  
Maggio 2013



## Scheda tecnica

8260 54XX4

Guanti per chirurgia in lattice  
sterile SEMPERMED EURODERM



Codice	Descrizione
8260 54604	Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 6
8260 54624	Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 6,5
8260 54704	Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 7
8260 54724	Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 7,5
8260 54804	Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 8
8260 54824	Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 8,5

Indicazioni	
Produttore	<b>Semperit Technische Produkte GmbH</b>
CND	T01010101
Repertorio	149892
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

### Indicazioni

Guanto chirurgico in lattice sterile EURODERM leggermente polverato.

### Descrizione

Guanto chirurgico in lattice sterile EURODERM con polvere di mais, dalla forma anatomica con bordino

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

arrofolato.

## Caratteristiche tecniche

<b>Lunghezza / taglia</b>	6 e 6 ½    260 mm 7, 7 ½ e 8    270 mm 8 ½    280 mm
<b>Spessore parete</b>	0,15 – 0,20 mm
<b>Impermeabilità</b>	AQL 1,5
<b>Resistenza alla rottura</b>	≥ 12 N
<b>Sterilizzazione</b>	Raggi gamma min 2,5 Mrad (25 kGy)

## Sterilità

La sterilizzazione viene effettuata a raggi gamma nell'ambito di un processo industriale validato secondo le normative tecniche vigenti.

La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata aperta o danneggiata

## Confezionamento

Sterile: guanto sinistro e destro rivoltati, in involucro interno privo di fibre, in buste medicali sigillate piatte.

- 60 paia in dispenser con indicatore della sterilizzazione
- 360 paia in cartone di trasporto

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione e validità del prodotto

Stoccaggio: 5 anni di durata (conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, evitare l'esposizione a correnti e lo stoccaggio in prossimità di fotocopiatrici. Ioni di rame scoloriscono i guanti. Proteggere i guanti dalle fonti di luce ultravioletta, come luce solare e agenti ossidanti. Lo stoccaggio ad una temperatura superiore a 30°C causa un invecchiamento precoce e andrebbe evitato).

## Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142