



# Ortopedie Baldinelli dal 1860

VIA FRANCESCO BARACCA 1/B, C/O FAL.  
O'WOOD UDINE (UD)

Tel. 0432/680824

Dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30 14-17:30

PIAZZA IMPERATORE TITO, 8 MILANO  
(MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.SO PORTA VIGENTINA, 23  
MILANO (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Venerdì 8-19  
Sabato 9-19

VIA CESARE CORRENTI, 24  
MILANO (MI)

Tel. 02 58111170

Dal Lunedì al Sabato 10-14 15-19

VIA LIGURIA, 4 - PIEVE EMANUELE  
MILANO (MI)

Tel. 02 90427262

Dal Lunedì al Venerdì 10-14 15-19

VIA CORNIGLIANO 89/R GENOVA (GE)

Tel. 010/6042150

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 15-19

VIALE GIUSEPPE GARIBALDI, 39 LA  
SPEZIA (SP)

Tel. 0187733174

Dal Lunedì al Sabato 9-19

VIA ROCKEFELLER 34 SASSARI (SS)

Tel. 079 217637

Dal Lunedì al Venerdì 8:30-13 15:30-19



## Immobilizzatore clavicolare Ortho Clavicula Tielle

Categoria: Spalla

Riferimento:

Immobilizzatore clavicolare  
Ortho Clavicula Tielle.

Disponibile in 2 modelli:

**SX24500** Adulto

**SX26400** Pediatrico

Prezzo: 32.9 €

### Descrizione



# Ortopedie Baldinelli

dal 1860

VIA FRANCESCO BARACCA 1/B, C/O FAL.  
OWOOD UDINE (UD)

Tel. 0432/680824

Dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30 14-17:30

PIAZZA IMPERATORE TITO, 8 MILANO  
(MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.SO PORTA VIGENTINA, 23  
MILANO (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Venerdì 8-19  
Sabato 9-19

VIA CESARE CORRENTI, 24  
MILANO (MI)

Tel. 02 58111170

Dal Lunedì al Sabato 10-14 15-19

VIA LIGURIA, 4 - PIEVE EMANUELE  
MILANO (MI)

Tel. 02 90427262

Dal Lunedì al Venerdì 10-14 15-19

VIA CORNIGLIANO 89/R GENOVA (GE)

Tel. 010/6042150

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 15-19

VIALE GIUSEPPE GARIBALDI, 39 LA  
SPEZIA (SP)

Tel. 0187733174

Dal Lunedì al Sabato 9-19

VIA ROCKEFELLER 34 SASSARI (SS)

Tel. 079 217637

Dal Lunedì al Venerdì 8:30-13 15:30-19

## Caratteristiche

Poliestere autoadesivo, spugna di poliestere, poliuretano espanso, elementi in plastica con fibbie rotanti, chiusure a velcro con clip a coccodrillo, bretellaggi a lunghezza regolabile.

## Misure

*2 misure universali:*

- **Mod. SX24500** Adulto
- **Mod. SX26400** Pediatrico

## Indicazioni

- Trattamento conservativo delle fratture composte di clavicola
- Lussazione/sublussazione dell'articolazione acromion-claveare